

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mikrotest.nt-rt.ru/> || mei@nt-rt.ru

Refrigerated Incubator



MSI Series Incubators have been developed for incubation, drying, freezing processes, tests for different purposes and long-term storage purposes needed in research and quality control laboratories of sectors such as biology, zoology, botany and pharmaceutical, food and cosmetics.

MSI series refrigerated incubators are designed for freezing, hatching, drying and testing temperatures between -10°C and +80°C. The devices have the necessary technical and usage features for the experiments carried out in the quality control laboratories of the biology, medicine, veterinary, botanical, pharmaceutical, food and cosmetic industries.

- Ability to repeat each program 99 times
- Digital display for temperature, time, program and number of steps, easy-to-use control panel
- Safety thermostat with gas expansion for heating
- Easy to clean stainless steel internal structure
- Homogeneous heat distribution with fan air circulation
- Glass on the door viewing window
- Easy-to-clean stainless steel interior
- Button-controlled interior lighting

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kullanılabilir Hacim (LT.)	30 LT.	55 LT.	120 LT.	250 LT.
Sıcaklık Sınırı	-10°C / + 80 °C			
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	0,1 °C			
Termostat Çalışma Hassasiyeti	0,1 °C			
Sıcaklık Dağılımı (37°C'de)	0,5 °C	0,5 °C	1 °C	1 °C
Zamanlayıcı	1 dk. - 99,9 saat + Süresiz Çalışma			
Program Gecikmesi	0-99 saat 59 dakika			
Program Hafıza ve Step Sayısı	9/9			
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik			
Dış Yüzey Yapısı	DKP Çelik Sac Üzeri Elektrostatik Toz Boyalı			
Güç Değerleri	600W	600 W	750 W	1500 W
Kurulu Güç	220 V 50 Hz			
Raf Adeti (Standart / Maksimum)	2/4	2/4	2/6	2/6
İç Ölçüler (E x D x Y) (cm)	32x32x32	38x38x38	50x50x65	54x55x89
Dış Ölçüler (E x D x Y) (cm)	46x54x101	53x60x107	65x72x135	76x88x138